



bonebio
HA Paste

Hydroxyapatite Injectable Bone Substitute

Substituto ósseo sintético injetável de nanopartículas de hidroxiapatite.

REGISTRO ANVISA N° 81588840004

Produto importado.





bonebio

HA Paste

Hydroxyapatite Injectable Bone Substitute

BoneBio HA paste é um substituto ósseo sintético injetável, composto por nanopartículas de hidroxiapatite.

O BoneBio HA paste destina-se para preencher vazios ósseos ou lacunas do sistema esquelético (extremidades, pelve, dentária e coluna vertebral) que não são intrínsecos à estabilidade da estrutura óssea. Pode ser usado em defeitos ósseos originados por trauma ou defeitos ósseos cirúrgicos nas extremidades, preenchimento de cages em cirurgia da coluna vertebral, aumento na região dos processos alveolares e seio maxilar, preenchimento de defeitos periodontais.

Apresentações de: 1cc, 3cc, 5cc e 10cc.

- Pré-carregada seringa, pronta para usar.
- Rapidamente osteointegrado devido ao tamanho das partículas de hidroxiapatite.
- Permanece como um gel durante todo o processo de implantação.
- A utilização de enxertos sintéticos evita o procedimento cirúrgico do autoenxerto, minimizando as complicações e morbidades associadas, reduzindo o tempo de cirurgia.

- **Osteocondutor**
- **Reabsorvível**
- **Bioativo**
- **Biodegradável**
- **Bio-compatível**

