

painKontrol

RF Cannula Kit

É um kit cânulas para estímulo, bloqueio e tratamento da dor.

É indicado para viscosuplementação, aplicação medicamentosa, bloqueio no sistema nervoso periférico e tratamento da dor de joelhos, pés, quadris, ombros, mãos e toda extensão dos nervos da coluna vertebral através da visualização em ultrassom ou raio x.

Estímulo motor e sensitivo para localização de alvo.

Permite neuromodulação dos nervos

PAINKONTROL é um sistema composto por:

- 2 Cânulas de radiofrequência revestida de teflon.
- 1 Manifold 3 vias.
- 1 Seringa anatômica de control.
- 1 Conector Luer lock .
- 1 Grid de posicionamento radiopaca.
- Linha de infusão T.

O grid de posicionamento serve para auxiliar no correto e seguro posicionamento das cânulas. A cânula extensora facilita injeção de substâncias anestésicas, analgésicas, viscosuplementares e antiartróticas.



REGISTRO ANVISA N°81588849009.



LEALMEDICAL

Entre em contato e saiba mais:



COMERCIAL@LEALMEDICAL.COM



WWW.LEALMEDICAL.COM



CONTATO: (11) 5199-7612.



WHATSAPP: (11) 94833-1795/ (11)99991-9344.



AV.COPACABANA 268 - SALA 502/503/1302.
EMPRESARIAL 18 DO FORTE, BARUERI-SP.
CEP: 06472-001.